



信頼と実績の笑気吸入鎮静器。  
熟成された機能と使いやすさで  
安心・安全な診療をサポートします。

# 用途に合わせて選べます…セデント サイコリッチT-70



## セパレートモデル (ボンベ別)

本体とボンベを分離して使用するモデル…本体の移動が楽に行えます。



## 移動式モデル (ボンベ別)

寸法：(W)550×(D)470×(H)1220mm

重量：約18kg (ボンベを除く)

本体とボンベを合体させて使用するモデル…設置スペースを問わず複数のユニットでも対応できます。



●ポンベの交換が行いやすい架台カバー背面



## パイピングモデル

寸法：(W)508×(D)580×(H)1000~1200mm

重量：約11kg

セントラルパイピングシステムで使用するモデル…アウトレットに接続するだけで即座に使用できます。

上記の各モデルには、酸素吸入・人工蘇生の行える蘇生器がオプションとして選べます。

## 付属品



- ① 麻酔用バッグ(2ℓ)
- ② 蛇管サーカフレックス [105cm]
- ③ 鼻マスク(L・M)



ISカニューレ

## オプション



Fマスク(L・M・S)



LSPデマンドバルブP-2型  
LSP蘇生マスク(大・小)

### 仕様

一般的名称	混合ガス麻酔器
販売名	セデント サイコリッチT-70
医療機器承認番号	21000BZZ00610000
クラス分類	高度管理医療機器・特定保守管理医療機器
流量計	酸素・笑気とも0~10L/min
トータルガス流量	0~20 L/min
濃度ダイヤル	笑気濃度0~70% (30%ストッパー付)
酸素フラッシュ	35~75L/min
ガス遮断安全装置	酸素ガスの供給停止時に笑気ガスの供給を遮断
警報装置	ガスの供給停止時にエアインテークバルブが作動
供給ガス圧力	酸素・笑気とも0.4±0.05MPa
本体寸法	(W)137×(D)209×(H)248mm
本体重量	3.4kg

\*都合により予告なしに本製品の仕様・構成・外観等を変更することがあります。あらかじめご了承ください。