

Screening

JMS舌圧測定器
TPM-02

デジタル舌圧計が
コンパクトになって
新登場。

NEW



販売名: JMS舌圧測定器
医療機器承認番号: 22200BZX00758000

最大舌圧を 測定したことはありますか？

摂食・嚥下機能は舌の運動機能と深く関係しており、安全に食事をする上で重要な機能です。

JMS舌圧測定器は舌の運動機能を最大舌圧として測定する機器です。

本品による測定値は、摂食嚥下機能評価等に関連する口腔機能検査の指標となります。

(本機器で得られた測定結果のみで、確定診断は行わないでください。)

Training

舌圧トレーニング用具

ペコぱんだ®

ブルー
SS極めて
軟らかめピンク
S

軟らかめ

バイオレット
MSやや
軟らかめグリーン
M

普通

イエロー
H

硬め

「いつまでもおいしく、楽しく、 安全な食生活を送るために」

スムーズに食べ物を飲み込めるよう
嚥下機能向上のため、舌の筋力を
強化しましょう。

ペコぱんだは舌の筋力を強化するために
開発された自主訓練用トレーニング用具です。

硬度は5種類あり、患者さんの状態に
合わせて選択できます。

品名：ペコぱんだ
非医療機器

Orarize®(オーライズ)は株式会社ジェイ・エム・エスが患者様の「口腔機能向上」を願って、「Oral(口腔)」と「Rise(向上)」を合わせて作成した造語です。



製造販売業者

株式会社 ジェイ・エム・エス <http://www.jms.cc/>

■お問い合わせ先

カスタマーサポートセンター

☎0120-200-517 ✉csc@jms.cc

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号



口腔機能の情報を提供する学術サイト
”お口の情報室 (<http://orarize.com>)”
もご覧ください!

